



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

TABLE D'ACCOUCHEMENT **TBA004**



Caractéristiques techniques

Structure en tubes d'acier carré époxy / chromé 40 x 40 mm. , trois sections réglables et indépendantes : dossier, assise et repose-pieds.

Tête et repose-pieds réglables avec crémaillère automatique haute résistance. Matelas rembourrés, deux repose-jambes ajustables et articulés, une paire d'épaulière ajustable, une paire de poignée de maintien ajustables, une bassine en acier inox Ø 32 cm et un porte-sérum.