



**HAMITEC  
HE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITEC HE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : [infos@hamitechemedical-dz.com](mailto:infos@hamitechemedical-dz.com), [hamiteche.medical@hotmail.com](mailto:hamiteche.medical@hotmail.com)


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### DIVAN DE PRÉLÈVEMENT FIXE AVEC REPOSE PIED **DP005**



#### Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32  $\phi$ , composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto-bloquant d'un accoudoir réglable en hauteur. et d'un repose pied, Texture en simili cuir lavable.

Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 600 mm,

Longueur : 1640 mm,

Hauteur : 720 mm.