



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

FAUTEUIL DE DIALYSE ÉLECTRIQUE **FDE03**



Caractéristiques techniques

Fabrique en tube d'acier carré, diamètre 50 x 50 mm, composé d'une potence à sérum, d'une table à manger, d'accoudoirs pliables et de repose pieds, le dossier et le repose pieds sont articulés par un système électrique télécommandé. Texture en simili cuir lavable.

Dimensions : Largeur : 920 mm,

Hauteur : 540 mm à 800 mm,

Longueur : 1900 mm.