



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE À (05) POSITIONS DA-8



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composé d'une latte métallique, d'un dossier et relève jambes avec cinq fonctions, qui peuvent être actionnées par un moteur électrique télécommandé, montants en PVC, support en PVC arrondi, une barrière de sécurité en aluminium retractable, il est doté de quatre roues avec freins de diamètre 125 mm. Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 900 mm,

Longueur : 2000 mm,

Hauteur : 550 mm,

Poids Supporté : 200 kg.