



**HAMITEC
HE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITEC HE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com

MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

POTENCE À SÉRUM **PSC02M / PSC04**



Caractéristiques techniques

Fabriquée en tube d'acier rond, composée d'une tige à sérum de deux (02) ou quatre (04) crochets et d'un châssis en acier à quatre (04) roues et elle est réglable en hauteur.

Dimensions : Hauteur : 1100 mm,
extensible à 1900 mm.