



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

BERCEAU AVEC CASIER **BRABSCAM**



Caractéristiques techniques

Berceau pour nouveau né.

Fabriqué en tube d'acier carré, composé d'un châssis et d'un bassinets en PVC, d'un box de rangement en aluminium et doté de quatre roues avec frein.

Peinture « époxy ».

Dimensions : Largeur : 510 mm,

Longueur : 820 mm,

Hauteur : 870 mm.