



**HAMITEC
HE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITEC HE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

MUR TECHNIQUE **MT001**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en inox, composé d'un négatoscope à trois plages, de petits tiroirs en plastique, de trois grands tiroirs en inox, de trois prises d'alimentation « électricité à 220 v », d'une prise d'oxygène, doté de quatre roues antistatiques dont deux avec freins. Il peut être installé dans différents services.

Dimensions : Largeur : 1000 mm,

Hauteur : 1940 mm du sol,

Profondeur : 420 mm.