



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### ARMOIRE À ULTRA VIOLET **AR101**



#### Caractéristiques techniques

Deux tube émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation. L'effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide.les armoires assurent la décontamination des instruments.

Fabriqué en inox, composée de deux portes coulissantes en aluminium et trois étagères, doté de roues antistatiques. Durée de vie des tubes UV :1000 h.

Dimensions: Largeur : 1300 mm,

Hauteur :1750 mm,

Profondeur : 600 mm.