



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : [infos@hamitechemedical-dz.com](mailto:infos@hamitechemedical-dz.com), [hamiteche.medical@hotmail.com](mailto:hamiteche.medical@hotmail.com)


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### LIT D'HÔPITAL À DEUX (02) POSITIONS EN ABS **LH2P3**



#### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en t le m tallique, compos  d'un dossier et rel ve jambes articul s par une manivelle multi-positions, montants en PVC, support en PVC arrondi, perroquet en acier chrom  de diam tre 32  , une potence r glable en hauteur, une barri re de s curit  et quatre roues   frein. Peinture « epoxy ».

Dimensions : Largeur : 900 mm,

Longueur : 2000 mm,

Hauteur : 550 mm,

Poids Support  : 200 kg.