



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LAMPE À ULTRA VIOLET MOBILE À (2) DEUX NÉONS PUV2M



Caractéristiques techniques

Fabriquée en inox avec deux portes.

Deux tubes émettent des rayons ultra violet germicides et transforme l'oxygène en ozone, l'effet du rayonnement U.V. est bactéricide, vermicide et génocide. Puissance (30x2) W. Durée de stérilisation : 1000 heures. Elle est dotée de (04) quatre roues.

Dimensions : Largeur : 400 mm,

Hauteur : 1240 mm,

Profondeur : 300 mm.