



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : [infos@hamitechemedical-dz.com](mailto:infos@hamitechemedical-dz.com), [hamiteche.medical@hotmail.com](mailto:hamiteche.medical@hotmail.com)


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### TABLE D'ACCOUCHEMENT **TBA002**



#### Caractéristiques techniques

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux étriers réglables en hauteur, de deux épaulières et d'une cuvette en inox, montants en tube d'acier rond inox, une potence réglable en hauteur, une table à multi-positions, un châssis en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique. Peinture « époxy ». Texture en simili cuir.