



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### LIT DE TRACTION EN ABS À TROIS (03) POSITIONS **LOT3P3**



#### Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique, composé d'un dossier et relève jambes articulés par une manivelle multi positions, de montants en tube d'acier rond de diamètre 32  $\phi$ , de supports en mélaminés, d'un cadre de traction orthopédique en acier chromé de diamètre 32  $\phi$ , d'une potence réglable en hauteur, d'une barrière de sécurité et de quatre roues à frein.

Dimensions : Largeur : 900 mm,

Longueur : 2000 mm,

Hauteur : 550 mm,

Poids Supporté : 200 kg.