



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL

Fabrication & Importation de Mobilier et Matériel Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./Fax : 026 37 63 65 / 66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0561 62 52 63

E-mail : hamiteche.medical@hotmail.com, info@hamitechemedical-dz.com

MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16 - BDL - 005 00171 000000041890

66, rue CPT SI ABDELLAH, 15000, Tizi Ouzou

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE À (05) CINQ POSITIONS

LHESP

Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composé de :

- Une latte métallique
- Un dossier et relève jambes avec cinq fonctions, qui sont actionnées par un moteur électrique télécommandé
- Montant ABS
- Support en ABS arrondi
- Barrière de sécurité en ABS
- Quatre roues avec freins de diamètre 125 mm

Dimensions : Largeur : 900 mm, Longueur : 2000 mm, Hauteur : 550 mm

Poids Supporté : 200 kg

