



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL

Fabrication & Importation de Mobilier et Matériel Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./Fax : 026 37 63 65 / 66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0561 62 52 63

E-mail : hamiteche.medical@hotmail.com, info@hamitechemedical-dz.com

MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16 - BDL - 005 00171 000000041890

66, rue CPT SI ABDELLAH, 15000, Tizi Ouzou

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### DIVAN GYNECOLOGIQUE ELECTRIQUE

**DGE**

#### Caractéristiques techniques

Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 30, composé de :

- Un dossier et relève jambe et accoudoirs articulés par un système électrique télécommandé
- Une paire d'étriers réglables en hauteur
- Une cuvette en inox,
- Quatre roues avec freins de diamètre 125 mm

Texture en simili cuir lavable, peinture «époxy».

Dimensions : Longueur: 1740 mm, Largeur : 600 mm, Hauteur : 660 mm - 780 mm

