



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : [infos@hamitechemedical-dz.com](mailto:infos@hamitechemedical-dz.com), [hamiteche.medical@hotmail.com](mailto:hamiteche.medical@hotmail.com)


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### ARMOIRE VITRÉE À (2) DEUX PORTES EN ALUMINUM **AR001A**



#### Caractéristiques techniques

Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20  $\phi$  et tôle métallique, composée de deux (02) portes vitrées en aluminium avec serrure à clé, et de (04) quatre étagères en verre.

Peinture «époxy».

Dimensions : Largeur : 790 mm,

Hauteur : 1800 mm,

Profondeur : 420 mm.