



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

TABLE D'ACCOUCHEMENT **TBA001**



Caractéristiques techniques

Fabriquée en tube d'acier rectangulaire 30 x 60 mm, composée d'une tête articulée par un système auto bloquant, de deux étriers réglables en hauteur, de deux épaulières et d'une cuvette en inox, une potence réglable en hauteur, table à multi-positions, un châssis en tube d'acier rectangulaire et tôle métallique. Texture en simili cuir.

Peinture « époxy ».