



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

TABLE D'AUTOPSIE AVEC BAC DE LAVAGE TAT02



Caractéristiques techniques

Fabriquée en inox et composée d'un plateau de travail et d'un bac de lavage de grande capacité et d'un branchement sur le tuyau d'évacuation, elle est dotée de quatre roues antistatiques avec freins.

Dimensions : Longueur : 2200 mm,

Largeur : 760 mm,

Hauteur : 850 mm.