



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : [infos@hamitechemedical-dz.com](mailto:infos@hamitechemedical-dz.com), [hamiteche.medical@hotmail.com](mailto:hamiteche.medical@hotmail.com)

MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### MORGUE À (3) TROIS CASIERS **MG003**



#### Caractéristiques techniques

Panneaux sandwich isolés en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur, finition en inox. Résistante au feu, dotée de trois civières, d'une porte en inox fermeture à clé, d'un affichage réglable de la température, de boutons (marche/arrêt moteur et lumière). Température usine : +0° c/+2° C. Elle est dotée de (04) quatre roues.

Dimensions ext. : Largeur : 1100 mm, Hauteur : 2150 mm du sol, Profondeur : 2200 mm + 500 mm du moteur. Dimensions int. : Largeur : 900 mm, Hauteur : 1800 mm du sol, Profondeur : 2100 mm.