



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### CHARIOT À LINGE (DASRI) **CHAL1**



#### Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond de diam tre 22  $\phi$ , compos  de trois (03) plateaux m talliques, d'un support pour sac et d'un sac en simili cuir lavable. Il est dot  de quatre (04) roues de diam tre 75 mm. Peinture « poxy».

Dimensions : Largeur : 460 mm,

Hauteur : 940 mm du sol,

Longueur : 840 mm.