



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LIT D'HÔPITAL RELEVÉ BUSTE PETIT MALADE **LRPM**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et t le m tallique, montants en tube d'acier rond Chrom  32 ϕ , support en m lamin , dot  de quatre roues avec frein de diam tre 100 mm, dossier r glable manuellement et lit d montable, une barri re de s curit  chrom .

Peinture «  poxy ».

Dimensions : Longueur : 900 mm,

Largeur : 1650 mm,

Hauteur : 500 mm du sol,

Poids Support  : 200 kg.