



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

LIT DE RÉANIMATION À TROIS (03) POSITIONS **LRP30**



Caractéristiques techniques

Fabriqué en tubes d'acier rectangulaire 30 x 60 mm et en tôle métallique, montants en tube d'acier rond chromé 32 ϕ et support en mélaminé, composé d'un dossier et d'un relève jambes articulés par manivelles multipositions, une barrière de sécurité chromé, un perroquets en acier chromé de diamètre 32 ϕ , une potence réglable en hauteur, et doté de quatre roues avec frein de diamètre 10 cm, Peinture « epoxy ».

Dimensions : Largeur : 800 mm,

Longueur : 1900 mm,

Hauteur : 600 mm du sol,

Poids Supporté : 200 kg.