



**HAMITECHE
MEDICAL**
Fabrication de Matériel Médical

EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : infos@hamitechemedical-dz.com, hamiteche.medical@hotmail.com


MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

www.hamitechemedical-dz.com

FICHE TECHNIQUE

GUÉRIDON EN INOX À (02)DEUX ÉTAGES AVEC ACCESSOIRES **G001A**



Caractéristiques techniques

Fabriqu  en tube d'acier rond chrom , compos  de deux plateaux avec bordures en inox, de deux tiroirs en inox, d'un seau   pansement en inox et d'une potence   s rum r glable en hauteur Il est dot  de quatre (04) roues   frein.

Dimensions : Largeur : 440 mm,

Longueur : 850 mm,

Hauteur : 950 mm du sol.

Plateau : 800 x 440 mm.