



**HAMITECHE  
MEDICAL**  
Fabrication de Matériel Médical

## EURL HAMITECHE MEDICAL Fabrication de Mobilier Médico-Chirurgical

Capital Social : 1 000 000,00 DA

Siège social : Local A , zone urbaine au nord de Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Show Room Alger : N° 40, Birtouta, 16000, Alger

Show Room Mekla : lotissement 40 logts, Mekla, 15000, Tizi Ouzou

Tél./fax : 026 30 20 65/66 - Tél. Mob. : 0550 26 85 05, 0550 79 04 93

E-mail : [infos@hamitechemedical-dz.com](mailto:infos@hamitechemedical-dz.com), [hamiteche.medical@hotmail.com](mailto:hamiteche.medical@hotmail.com)



MF : 001815108215002 - AI : 15500958895 - RC : 15/00-1082150 B 18

C.B. : SGA - 021 00852 1130038737 clé 16

[www.hamitechemedical-dz.com](http://www.hamitechemedical-dz.com)

### FICHE TECHNIQUE

#### CHARIOT PORTE-MALADE EN ABS **CHPM03**



#### Caractéristiques techniques

« Chromé – Peint »

Fabriqué en tube d'acier carré, composé d'un châssis et d'une civière fixe, un dossier articulé par un système auto bloquant et des barrières de sécurité en aluminium rabattables. Il est doté de quatre roues à frein. Texture en simili cuir lavable.

Dimensions : Largeur : 800 mm,

Longueur : 1900 mm,

Hauteur : 760 mm.